

WHERE
CREATIVITY
MEETS
TECHNOLOGY

S

CREATECH
SERVICE



Au service
de votre
laboratoire





Qu'est-ce que Createch Service ?

ENVOYEZ-NOUS
VOS FICHIERS STL,
OÙ QUE VOUS
SOYIEZ ET À
N'IMPORTE QUELLE
HEURE.

Createch Service est **un ensemble de services** que Createch Medical met à la disposition des **laboratoires équipés d'un scanner**. Notre objectif est de transmettre aux laboratoires les **connaissances et la technologie** que nous avons acquises au fil des ans, en tant que leader du secteur.

FORMATION ET
ASSISTANCE POUR
VOTRE LABORATOIRE

OPTIMISATION DE
LA PRÉCISION
DE VOTRE
SCANNER


INTÉGRATION DE
NOS SOLUTIONS
CREATECH

FRAISAGE DE
HAUTE PRÉCISION
POUR VOS
CONCEPTIONS

Formation et assistance

Notre équipe est à la disposition des techniciens de laboratoire pour les assister et les former sur les différents scanners et logiciels.

Nous proposons des formations en groupes et un support personnalisé.





FORMATION ET ASSISTANCE



Nous optimisons votre scanner

Utilisez les piliers de scannage Createch afin d'optimiser la précision de votre scanner. Nous vous installons également nos bibliothèques numériques offrant des connexions d'implants entièrement testées.


Dans les cas les plus complexes, nous vous aidons pour les mesures grâce à nos appareils de haute précision.



PILIER À SCANNER CREATECH

Nous fabriquons des piliers de façon ultra-précise.

Nous vous installons nos bibliothèques numériques d'implants.





NOUS OPTIMISONS VOTRE SCANNER

NOUS EFFECTUONS DES MESURES DE HAUTE PRÉCISION

Nous mesurons les cas complexes
de façon ultra-précise.

—
Nous effectuons des mesures pour
tous les systèmes d'implants.



Solutions Createch


Ajoutez de la valeur à vos conceptions grâce à l'intégration des solutions développées par Createch.


Bénéficiez de notre expérience de leader du secteur et offrez une large gamme de produits à vos dentistes.



ORIFICE FILETÉ POUR ATTACHEMENTS

Nous faisons des orifices filetés pour attachements sur vos conceptions.





ORIFICE COUDÉ À 20°

—
Nous corrigeons de 20°
l'émergence de la vis.

—
Nous intégrons notre orifice coudé
à vos conceptions afin de résoudre
les problèmes d'esthétique.


CONNEXIONS CREATECH

—
Nous remplaçons les connexions
d'implants de votre STL par des
connexions garanties par Createch.

Fraisage de haute précision

Le fraisage, dans nos installations de haute précision, correspond à l'étape finale garantissant une qualité maximale à vos travaux.

Nous fabriquons vos conceptions en titane et en chrome-cobalt conformes aux normes UNE-EN ISO.



UNITAIRES


Piliers personnalisés avec des connexions originales.

FRAISAGE DE HAUTE PRÉCISION



BARRES

Barres pour différents types d'attachements.



BRIDGES

Bridges homothétiques en CrCo pour céramique et en Ti pour composite.

CONTACTEZ-NOUS

—
CREATECH MEDICAL
Polígono Kurutz Gain, P. 3-B
20850 Mendara (Guipúzcoa)
Espagne

Tél. : +34 943 757172
Fax : +34 943 756102
createch@createchmedical.com

—
CREATECH MEDICAL, GmbH
Grimmerweg, 6
82008 Unterhaching
Allemagne

Tél. : +49 (0) 89/61465983
Fax : +49 (0) 89/61465984
infoGermany@createchmedical.com

—
CREATECH MEDICAL BENELUX
Prof. Cobbenhagenlaan 99
5037 DB Tilburg
Pays-Bas

Tél. : +31 (0) 88/8484160
Fax : +31 (0) 88/8484109
infobenelux@createchmedical.com

—
CREATECH MEDICAL ISRAËL
Shareit, 06
40300 Kfar Yona
Israël

Tél. : +972 9 884124
infoisrael@createchmedical.com

www.createchmedical.com



001

