

---


WHERE CREATIVITY  
MEETS TECHNOLOGY

---

E

---

CREATECH  
EXCELLENCE



# The dental engineering company





# WHERE CREATIVITY MEETS TECHNOLOGY

Azienda in  
Ingegneria Dentale

**Creatch Medical**, azienda all'avanguardia nel settore dentale, inizia la sua attività nel 2004 grazie allo spirito innovativo dei suoi fondatori. L'obiettivo era quello di coprire una necessità esistente nel mercato delle soluzioni CAD-CAM per la realizzazione di strutture protesiche.

Durante questi anni è stata sviluppata un'ampia gamma di soluzioni protesiche che facilitano il lavoro tanto del dentista come dell'odontotecnico.

Tale sforzo a dato come risultato la realizzazione di strutture CAD-CAM uniche e di una qualità incomparabile che fanno di Creatch Medical un'azienda leader nel settore.

Come recita lo slogan, Creatch Medical è la fusione della creatività di esperti implantologi e odontotecnici con la tecnologia aerospaziale di uno sperimentato gruppo industriale.

Si tratta di un'azienda di **Ingegneria dentale** con un'ampia gamma di soluzioni e strutture per protesi dentali.



# STRUTTURE CREATECH

## SERVIZIO INTEGRALE DI DISEGNO E FABBRICAZIONE

In Createch Medical avviciniamo la nostra tecnologia ai professionisti del settore dentale che cercano l'eccellenza.

Disponiamo di attrezzature di misurazione di altissima precisione, macchinari a cinque assi continui e processi di fabbricazione regolati dalle più rigide norme sulla qualità.

Abbiamo sviluppato diversi programmi di disegno per offrire soluzioni altamente personalizzate.





---

L'ORIGINE MULTIDISCIPLINARE (DENTALE  
E INDUSTRIALE) E I NOSTRI PARTNERS,  
SONO ALCUNI DEI MOTIVI PRINCIPALI  
CHE CI RENDONO UNICI

---


## — LE NOSTRE ORIGINI

All'inizio dell'attività i soci fondatori nell'ambito dentale hanno contribuito apportando le conoscenze e le esigenze specifiche del settore. L'esperienza in implantologia e protesi è stata di grande aiuto per lo sviluppo dei nostri prodotti.

D'altra parte, i soci fondatori nell'ambito industriale, Egile Corporation, hanno contribuito apportando le conoscenze tecnologiche necessarie per poter convertire tali idee in prodotti reali.

## — EGILE CORPORATION

Egile è una società basata sulla tecnologia che si occupa dello sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni innovative partendo da una meccanica di alta precisione. Egile è presente in settori altamente esigenti come l'aeronautica, la scienza e la sicurezza informatica.





---

# PARTNER ESTRATEGICO

---

La società Straumann acquistò una partecipazione in Createch nell'ottobre del 2013 e da allora è diventata un partner strategico per la commercializzazione dei prodotti Createch a livello internazionale.

La profonda conoscenza e l'approccio esclusivo di Straumann nel mercato dentale, unitamente alla capacità di sviluppo, precisione e flessibilità di Createch, rendono questa collaborazione una delle referenze mondiali in soluzioni protesiche personalizzate.

---

## STRAUMANN

Con presenza in più di 70 Paesi e sede a Basilea, Svizzera, Straumann è leader mondiale nell'implantologia dentale, restaurativa e rigenerativa. In collaborazione con importanti cliniche, centri di ricerca e università, Straumann studia, sviluppa e fabbrica impianti dentali, strumenti protesici, prodotti protesici dentali e per la rigenerazione dei tessuti tanto per il restauro come per la prevenzione di perdite dentali.





## ESPERTI IN PRECISIONE


### TECNOLOGIA AERONAUTICA APPLICATA ALLA SALUTE

Considerando l'origine aeronautica del gruppo industriale al quale apparteniamo, possiamo affermare che si tratta di "tecnologia aeronautica applicata alla salute".

Sulla base delle nostre esperienze in misurazione di alta precisione e grazie alle nostre strutture, possiamo garantire un'accuratezza estrema per i nostri prodotti.

Il rigoroso controllo della temperatura durante la misurazione ed il processo di fabbricazione ci permette di offrire un prodotto altamente preciso e riconosciuto nel settore.

Utilizziamo una tecnologia industriale tattile per la misurazione della posizione degli impianti.



## LE NOSTRE SOLUZIONI EXCELLENCE

**CREATECH EXCELLENCE**  
È la gamma di prodotti rivolta ai dentisti professionisti che sono alla ricerca di prodotti altamente tecnologici ed innovativi.

Createch Medical misura, progetta e produce strutture per protesi su impianti. Tali processi sono controllati e realizzati interamente da Createch Medical consentendo di ottimizzare e garantire la qualità di tutti i prodotti.

Ogni struttura è accompagnata da una tessera di garanzia Createch Excellence e da un'elegante confezione.

Entrambi sono strumenti con i quali si intende aiutare i clienti a differenziarsi e a valorizzare i trattamenti che offrono ai loro pazienti.



# PERCHÈ CREATECH?

AMPIA GAMMA  
DI SOLUZIONI

MASSIMA  
PERSONALIZZAZIONE

ESPERTI IN  
PRECISIONE:  
MISURAZIONE E  
FABBRICAZIONE

PIÙ DI 600  
COMPATIBILITÀ  
DI IMPIANTI

FABBRICANTE  
AUTORIZZATO DEL  
FORO ANGOLATO

RISPETTO DELLA  
FILOSOFIA  
DELL'IMPIANTO  
ORIGINALE

GARANZIA DI  
ADATTAMENTO  
DELLE STRUTTURE

SOLUZIONI  
PER CASI  
COMPLICATI

REFERENTE NEL  
FLUSSO DIGITALE

SERVIZI DI  
PIANIFICAZIONE

# SOLUZIONI IN TITANIO E CROMO COBALTO

## RESTAURI IN RESINA

- **Ibride in Titanio**  
· Ibrida Premium  
· Ibrida Basic

- **Barre in Titanio**  
· Barra Createch  
· Barra Preci Vertix®-Horix®

- **Protesi Telescopiche**  
· Ibrida telescopica  
· Ibrida telescopica anatomica  
· Telescopica rimovibile

## RESTAURI IN CERAMICA

- **Monconi/Corone singole**  
· Cr Co  
· Ti  
· Ti dorato

- **Protesi anatomiche**  
· Senza supporto per gengiva rosa  
· Con supporto per gengiva rosa

- **Monconi ibrida**



## RESTAURI IN RESINA IBRIDE IN TITANIO

### IBRIDA PREMIUM

Struttura avvitata in Titanio di grado medicale per protesi fissa con finitura in resina.

Fori e fermi per una migliore ritenzione della resina.

Progettazione dei fermi individuali per la fissazione dei denti in resina secondo la ceratura. Massima personalizzazione della finitura basale.

Foro angolato a 25°: permette di correggere l'uscita delle viti verso la zona palatina/linguale migliorando l'estetica.



### IBRIDA BASIC

Struttura avvitata in Titanio con un design più basilare pensata per casi semplici.

L'adattamento alla gengiva lo realizza il laboratorio utilizzando la resina.

Foro angolato a 25°: permette di correggere l'uscita delle viti verso la zona palatina/linguale migliorando l'estetica.



## RESTAURI IN RESINA BARRE IN TITANIO

### BARRA CREATECH

Protesi in Titanio rimovibile dal paziente.

Risolve i problemi estetici dovuti alle uscite delle viti e permette un supporto labiale.

Disegno specifico per ottenere una maggiore superficie attiva.

Possibilità di scelta degli attacchi.



### BARRA PRECI VERTIX-HORIX<sup>®</sup>

Protesi in Titanio rimovibile dal paziente.

La combinazione di attacchi verticali ed orizzontali permette una maggiore stabilità.



## RESTAURI IN RESINA

# PROTESI TELESCOPICHE

### IBRIDA TELESCOPICA

Protesi fissa in Titanio composta da un doppio telaio fissato con viti e pin distali; rimovibile dal dentista.

Risolve i problemi estetici generati dalle uscite delle viti nelle zone vestibolari dei denti.

Adattamento micrometrico tra la struttura primaria e secondaria.

Avvitamento linguale/occlusale.



### TELESCOPICA RIMOVIBILE

Protesi rimovibile formata da una doppia struttura in Titanio supportata da attacchi.

Ha le stesse prestazioni di una protesi fissa grazie all'adattamento micrometrico tra la struttura primaria e secondaria.

Consigliato per quei casi in cui si richiedano i vantaggi di una struttura rimovibile combinati con le caratteristiche di una protesi fissa.

La chiusura perimentrale della struttura secondaria con adattamento alla gengiva evita problemi di igiene.



## RESTAURI IN CERAMICA

# MONCONI/CORONE SINGOLE

### CR CO

Moncone anatomico personalizzato ed avvitato direttamente all'impianto, disegnato individualmente a partire dall'estetica finale del dente.

Profilo d'emergenza personalizzato in Cromo-Cobalto per l'applicazione diretta della ceramica.

Possibilità di effettuare un foro angolato a 25°.



### TI

Moncone in Titanio con un profilo di emergenza personalizzato per cementare una corona.

Permette la correzione dell'orientamento dell'impianto.



### TI DORATO

Moncone in Titanio con finitura dotata. Offre estetica e durezza al moncone.





## RESTAURI IN CERAMICA

# PROTESI ANATOMICHE

### SENZA SUPPORTO PER GENGIVA ROSA

Struttura con forma anatomica elaborata in Cromo-Cobalto o Titanio per l'applicazione di ceramica o composito.

Fresatura di alta precisione che permette la realizzazione di arcate complete senza limitazioni sui numeri di impianti o denti.

La struttura può essere disegnata a partire da un duplicato o riduzione della ceratura (estetica finale del paziente).

Possibilità di combinare differenti sistemi implantari sulla stessa struttura.

Foro angolato a 25°: permette di correggere l'uscita delle viti verso la zona palatina/linguale migliorando l'estetica.



### CON SUPPORTO PER GENGIVA ROSA

Nel caso di lavori in cui la dimensione verticale è tale da richiedere una falsa gengiva, si disegna un supporto metallico per quest'ultima.

Permette di correggere l'uscita delle viti verso la zona linguale migliorando l'estetica. Foro angolato a 25°: permette di correggere l'uscita delle viti verso la zona palatina/linguale migliorando l'estetica.



## RESTAURI IN CERAMICA

# MONCONI IBRIDA

### MONCONI IBRIDA

Struttura monoblocco dotata di monconi per cementare corone e ponti in modo da occultare le uscite delle viti in zone vestibolari.

Appositamente progettata per i casi con elevata dimensione verticale in cui è richiesta una finitura in ceramica.

Finitura gengivale in resina o in materiale composito.

Possibilità di abbinare monconi in ceramica e denti in resina nella zona posteriore.

Personalizzazione della gengiva rosa in resina o composito.



## FORO ANGOLATO


### FORO ANGOLATO

Fabbricante autorizzato.

Disponibile per corone singole e per ponti/barre.

Materiali: Titanio, Cromo Cobalto e Zirconia.

Massimo teorico 28°, limite consigliato da Createch 25°.



# MATERIALI ESTETICI

## ZIRCONIA

- Ponte in  $ZrO_2$  – su moncone naturale
- Ponte in  $ZrO_2$  – su TiBase
- Ponte in  $ZrO_2$  – su moncone personalizzato

## ALTRI MATERIALI

- Ceramica
- Composito
- PEEK





# MATERIALI ESTETICI

Amplichiamo le nostre soluzioni aggiungendo alcuni materiali estetici alla nostra gamma di prodotti tradizionali. Destinato ai laboratori che preferiscono esternalizzare i servizi relazionati con tali materiali e ai laboratori che già li utilizzano e che cercano soluzioni per casi complicati come l'angolazione dell'uscita della vite.

## ZrO<sub>2</sub>

La Zirconia (ZrO<sub>2</sub>) è un materiale biocompatibile che si distingue per le sue caratteristiche estetiche e per le sue qualità biologiche. Grazie a queste qualità, la Zirconia è considerata uno dei migliori materiali per la realizzazione di protesi dentali. Per adattarci ai vari casi, offriamo un'ampia gamma di sfumature, dalla A1 alla D4, attraverso la colorazione totale della corona o del ponte (un solo colore).

## ZrO<sub>2</sub> TRASLUCENTE

Grazie alla sua traslucenza è particolarmente indicata per i denti anteriori ed è un'ottima alternativa per i trattamenti estetici. La traslucenza che le fornisce la microstruttura ottimizzata della Zirconia, permette una maggiore resistenza alla flessione ed evita le fratture della ceramica (chipping). Un'altra interessante applicazione consiste nell'utilizzo di questo materiale per successivi restauri monolitici (a volume finale). Anche se non è un materiale multistrato può essere colorato secondo i colori A1-D4 per aree, aumentando l'estetica finale della corona.

## ZrO<sub>2</sub> MULTISTRATO

Offre restauri resistenti ed estetici a volume finale. I multistrati del materiale permettono di cambiare il colore gradualmente fornendo una finitura naturale ed estetica. Ciò significa che le strutture possono essere consegnate nella loro forma finale, con ottimi dettagli occlusali, minimizzando il lavoro del laboratorio.



## ZIRCONIA PONTE IN $ZrO_2$ SU MONCONE NATURALE

Rrestauri cementati su monconi naturali.



## ZIRCONIA PONTE IN $ZrO_2$ SU TIBASE

Restauri cementati su TiBase.

Foro angolato a 25°: permette di correggere l'uscita delle viti verso la zona palatina/linguale migliorando l'estetica.





## ZIRCONIA

# ZrO<sub>2</sub> SU MONCONE PERSONALIZZATO

Restauri cementati su moncone personalizzato.

Monconi disponibili con finitura in Titanio e Titanio dorato.

Foro angolato a 25°: permette di correggere l'uscita delle viti verso la zona palatina/linguale migliorando l'estetica.

Profilo d'emergenza personalizzato e con miglior adattamento alla gengiva.

Consente la parallelizzazione dei monconi per un miglior inserimento del ponte.



## ALTRI MATERIALI

# CERAMICA, COMPOSITO E PEEK

In seguito all'incorporazione di nuovi materiali nel settore dentale, Createch Medical ha adattato il suo portfolio.

Tra i nuovi materiali possiamo trovare Peek, ceramiche, composito, etc.



## GAMMA DEI PRODOTTI CREATECH

### IBRIDE IN TITANIO



Ibrida Premium



Ibrida Basic

### BARRE IN TITANIO



Createch



Preci Vertix<sup>®</sup>-Horix<sup>®</sup>

### PROTESI TELESCOPICHE



Ibrida telescopica



Ibrida telescopica anatomica



Telescopica rimovibile

## GAMMA DEI PRODOTTI CREATECH

### MONCONI/CORONE SINGOLE



Cr Co



Ti



Ti dorato

### PROTESI ANATOMICHE



Senza supporto per gengiva rosa



Con supporto per gengiva rosa

### MONCONI IBRIDA



Monconi ibrida

### FORO ANGOLATO



Foro angolato



## GAMMA DEI PRODOTTI CREATECH

PONTE IN  $ZrO_2$   
SU MONCONÈ NATURALE



PONTE IN  $ZrO_2$   
SU TIBASE



PONTE IN  $ZrO_2$   
SU MONCONÈ PERSONALIZZATO



CERAMICA, COMPOSITO  
E ALTRI MATERIALI



# TESSERA DI GARANZIA CREATECH EXCELLENCE

Questa tessera garantisce l'autenticità della struttura e certifica il materiale impiegato per la protesi.



Lider mondiale  
nelle soluzioni  
protesiche



*RICHIEDETE E CONSERVATE LA TESSERA DI GARANZIA per i lavori realizzati, in modo da potersi beneficiare delle coperture offerte da **Createch Medical***

# PRESENZA INTERNAZIONALE

“CLOSE TO YOU GLOBALLY”

*La nostra collaborazione con  
Straumann ci consente di offrire  
un servizio in ambito globale.*

## Createch Medical HQ

T. +34943757172  
E. createch@createchmedical.com

**Germania**  
T. +49 76145010  
E. info.de@straumann.com

**Austria**  
T. +4312940660  
E. info.at@straumann.com

**Belgio**  
T. +3227901000  
E. info.be@straumann.com

**Repubblica Ceca**  
T. +420284094650  
E. info.cz@straumann.com

**Danimarca**  
T. +4546160666  
E. info.dk@straumann.com

**Spagna**  
T. +34916308214  
E. info.es@straumann.com

**Finlandia**  
T. +35895658260  
E. info.fi@straumann.com

**Francia**  
T. +33164173000  
E. info.fr@straumann.com

**Olanda**  
T. +31306046611  
E. informatie@straumann.com

**Ungheria**  
T. + 3617871095  
E. info.hu@straumann.com

**Italia**  
T. +39023932831  
E. info.it@straumann.com

**Giappone**  
T. +81352182600  
E. info.jp@straumann.com

**Norvegia**  
T. +4723354488  
E. info.no@straumann.com

**Portogallo**  
T. +351214229170  
E. info.pt@straumann.com

**Regno Unito**  
T. +441293651230  
E. info.uk@straumann.com

**Israele**  
T. +97298841244  
E. infoisrael@createchmedical.com

**Svizzera**  
T. +41619651111  
info@straumann.com

**Svezia**  
T. + 46317087500  
E. info.se@straumann.com

CREATECH MEDICAL  
SPAGNA



---

## CONTATTACI

CREATECH MEDICAL  
Polígono Kurutz Gain, P. 3-B  
20850 Mendaro (Guipúzcoa)  
España

T. +34 943 757172  
F. +34 943 756102  
createch@createchmedical.com

[www.createchmedical.com](http://www.createchmedical.com)

